

## ІНСТРУКЦІЯ для проведення дослідження на BRMO (в т.ч. MRSA)

У цьому наборі ви знайдете матеріали для дослідження бактерій BRMO (особливо резистентні мікроорганізми) та MRSA (метицилін-резистентний золотистий стафілокок).

### Вміст упаковки

- 5 комплектів для збору, що складаються з ватної палички та пробірки, наповненої культурним середовищем
- Захисний пакет (поліетиленовий пакет з клейкою смужкою зверху)
- Абсорбційний (поглинаючий) матеріал (із захисною окладкою, що має 3 прорізани "кишеньки")
- Закритий конверт для зворотних медичних поштових відправлень, з картонним холдером та клейкою стрічкою.
- Інформаційна листівка "Скринінг на MRSA та інші BRMO"
- 5 етикеток із зазначенням точки відбору проб
- 1 (зелений) бланк запиту на мікробіологічне дослідження

### Взяття ватних тампонів

1. Відкрийте упаковку і дістаньте тубик.
2. Вийміть тампон. **Візьміть тампон зверху**, щоб взяти зразок, а не нижче кольорової лінії розриву. Візьміть матеріал відповідно до наведеної нижче схеми.

MRSA	Ніс	Використовуючи одну ватяну паличку, проведіть по внутрішній стороні <b>обох ніздрів</b> твердими круговими рухами
MRSA	Горло.	Проведіть ватним тампоном по задній стінці глотки вздовж стінки глотки, на рівні мигдаликів
MRSA	Промежина	Почистіть шкіру між анусом і геніталіями ватним тампоном
MRSA / BRMO	Рана	Проведіть ватною паличкою по рані
BRMO	Пряма кишка	Вставте тампон в анальний отвір або пропустіть тампон через випорожнення. <i>Тампон повинен бути знебарвленим</i>

3. Відкрийте тубик і вставте ватний тампон.
4. Відламайте ватяну паличку в кольоровій точці зламу.
5. Накрутіть ковпачок на пробірку. Щільно закрутіть ковпачок, щоб запобігти витоків.
6. Напишіть на всіх пробірках: своє ім'я, дату народження та дату збору.
7. Під цими даними на пробірку наклейте етикетку із зазначенням місця взяття мазка.

### Заповніть форму запиту на проведення мікробіологічного дослідження

- Дані про пацієнта (ім'я, дата народження, адреса).
- Дата взяття
- Якщо у Вас є рана, поставте галочку під заголовком "Додаткові матеріали" і вкажіть місце розташування рани.

### Маніпуляція для подачі ватних тампонів з аплікаційною формою

- Покладіть ватні палички в прорізани "кишеньки" білої захисної обклашки (абсорбційний матеріал).
- Помістіть білу захисну обклашку у сейф-пакет і закрийте його щільно, використовуючи з даною метою клейку смужку (для цього відтягніть білу смужку та натисніть на неї з передньої та задньої сторін).
- Вкладіть сейф-пакет разом з бланком запиту між картонним холдером та конвертом для зворотних поштових відправлень.
- Щільно заклейте конверт для зворотних поштових відправлень клейкою стрічкою (відтягнувши для цього срібну стрічку з передньої та задньої сторін).

### Ви можете передати конверт для повернення одним із наступних способів:

- Поштою (без печатки)
- Здайте у відділі збору в різних відділеннях лікарні Альберта Швейцера або
- *Приносьте безпосередньо до РЛМ (регіональна лабораторія мікробіології). (Адреса: РЛМ Дордрехт, Альберт Швейцерплаатс 25, 3318 АТ Дордрехт)*